

BasicMagMix

Mieszadło magnetyczne z grzaniem



Mieszadło magnetyczne z grzaniem,
sterowane mikroprocesorem.

- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratorium, dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu i nowoczesnemu wzornictwu.
- Regulacja prędkości i temperatury, sterowana mikroprocesorem.
- Wybór spośród 10 poziomów temperatury oraz prędkości.
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem wybranych wartości.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Wymienne płyty umożliwiające samodzielną wymianę w razie zużycia.
- Opakowanie: 36x26x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	MBG05E	MBG15E
Nr katalogowy	10000-00090	10000-00091
Mieszanie magnetyczne		
Maks. objętość (L)	5	15
Moc (W)	5	12
Zakres prędkości (obr./min)	300-1500	
Rozdzielczość (obr./min)	10 poziomów: 300-450-600-750-900-1050-1200-1350-1500	
Grzanie		
Moc grzewcza (W)	500	
Zakres temp. (°C)	37-400	
Rozdzielczość (°C)	10 poziomów: 37-50-75-100-150-200-250-300-maks	
Maks. lepkość (cSt)	10	40
Przyłącze zewnętrznego czujnika temp.	Termometr kontaktowy lub elektroniczny (opcjonalnie z MBG05)	
Dane ogólne		
Materiał płyty	Stop aluminium	Stal nierdzewna AISI 304
Średnica płyty (mm)	154	
Wymiary (mm)	210x260x130	
Masa (kg)	4	4,2
Stopień ochrony IP	IP52	

Akcesoria	Nr kat.
Termometr kontaktowy 100° C pręt 15 cm	20000-00185
Termometr kontaktowy 200° C pręt 15 cm	20000-00186
Termometr kontaktowy 300° C pręt 15 cm	20000-00187
Kabel DIN do podłączenia termometru	20000-00088
Pręt podporowy W zestawie 2 nakrętki motylkowe do mocowania. 450 mm	20000-00036
Zacisk mocujący do Pt100	20000-00073
Zestaw 18 mieszadełek magnetycznych	20000-00026
Mieszadło magnetyczne 8x30 mm* (opak. 5 szt.) *inne wymiary na zapytanie	20000-00008
Adapter Kjeldahla 250 cm³ Zalecany tylko do MBG15E	20000-00032
Adapter Kjeldahla 500 cm³ Zalecany tylko do MBG15E	20000-00033
Pierścień ochronny ze stali nierdzewnej	20000-00028

