

Parafinowa łaźnia do zastosowań w histologii



Łaźnia parafinowa HBD znajduje zastosowanie w laboratoriach patologicznych, histologicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu możliwe jest precyzyjne ustawienie temperatury w przedziale od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C. Podgląd zadanej temperatury widoczny jest na wyświetlaczu cyfrowym. Matowo-czarna powłoka łaźni ułatwia obserwację.

Specyfikacja techniczna	
Model	HBD
Grzanie	
Wyświetlacz	Cyfrowy
Kontrola	Mikroprocesor
Moc	325 W
Zakres temperatury	5°C powyżej temperatury otoczenia do 90°C
Rozdzielczość temperatury	0.5°C
Dane ogólne	
Wymiary	355 x 350 x 110 cm
Bezpiecznik	3.15 A
Zasilanie	230V / 110 V
Waga	4.4 kg

Wyprodukowano w UE