

Horyzontalna wytrząsarka hematologiczna



Specyfikacja techniczna	
Model	HBS36RA
Rodzaj ruchu	Horyzontalny
Amplituda (mm)	36
Maksymalne obciążenie (kg)	25
Zakres prędkości (obr/min)	do 75
Ilość poziomów / półek	9
Wymiary półki (mm)	560 x 400
Timer (0 – 120 min.)	Opcja
Dane ogólne	
Zasilanie (V)	230 +/- 10%
Częstotliwość (Hz)	50/60
Wyświetlacz	LCD
Wymiary (mm)	460 x 410 x 450
Waga (kg)	14.7
Klasa ochrony	IP54

Wyprodukowano w UE

Cechy wytrząsarki:

- Regulacja prędkości sterowana mikroprocesorowo
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia
- Płynny start i zatrzymanie pracy niezależnie od wybranej prędkości
- Podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną oraz rzeczywistą prędkość i timerem* (z alarmem dźwiękowym). *Timer dostępny opcjonalnie
- Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu z zachowaniem tych samych parametrów co przed incydem. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
- W zestawie platforma z dziewięcioma półkami (560 mm x 400 mm)