

Horizontal Mini

Cyfrowa wytrząsarka pozioma



Cyfrowa wytrząsarka pozioma, sterowana mikroprocesorem.

Wytrząsarka pozioma (o ruchu posuwisto-zwrotnym), odpowiednia do średnich lub małych pojemników.

- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.

Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu z zachowaniem tych samych parametrów, co przed zdarzeniem. Symbol zdarzenia pojawia się na wyświetlaczu.

- Powierzchnia antypoślizgowa.
- Cicha praca. Nadaje się do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 34x49x21cm

Specyfikacja techniczna:

Model	HS10E
Nr katalogowy	10000-01034
Wytrząsanie	
Maks. obciążenie (kg)	5
Moc (W)	50
Rodzaj ruchu	Pozioma
Amplituda (mm)	10
Zakres prędkości (obr./min)	50-500
Rozdzielczość (obr./min)	5
Timer (min)	0-120
Dane ogólne	
Materiał płyty	Powierzchnia antypoślizgowa
Powierzchnia użytkowa (mm)	174x256
Wymiary (mm)	220x370x135
Masa (kg)	5,5
Stopień ochrony IP	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma uniwersalna mini 180x262 mm z 4 rolkami Do wytrząsania pojemników, kolb Erlenmeyera, kolb, stojaków na próbówki itp.	20000-00055
Zestaw 2 sprężyn mocujących Do mocowania różnych naczyń	20000-00043

