

Incubator CLEAR C

Cyfrowy inkubator chłodzony przezroczysty



Cyfrowy inkubator chłodzony przezroczysty, sterowany mikroprocesorem.

- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD ze wskazaniem wybranej i rzeczywistej wartości temperatury oraz timera (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Inkubator chłodzony wykonany z metakrylanu (Plexiglas®).
- Temperatura kontrolowana mikroprocesorem, z algorytmem logiki rozmytej „ARA V2” do precyzyjnej kontroli temperatury, do stosowania z czujnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym, bez przekraczania temperatury zadanej.
- Opakowanie: Tribbox 101x63x62
- Z wymuszonym obiegiem powietrza.
- Ciche chłodzenie dzięki cichej sprężarce 1/10 HP.
- System zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Opcjonalnie: zewnętrzny czujnik temp. do kontroli temperatury próbki w jej pobliżu.
- Możliwość adaptacji do naszych wytrząsarek orbitalnych i poziomych (modele Orbital Midi, Orbital Maxi lub Horizontal Maxi).
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.

Specyfikacja techniczna:

Model	IC10-CE
Numer katalogowy	10000-01089
Termostatyzacja	
Moc grzewcza (W)	500
Moc chłodnicza (W)	250
Zakres temp. (°C)* *(przy temp. otoczenia 20°C)	10 - 60
Rozdzielczość (°C)	0,1
Homogenizacja wewnętrzna	+/- 2%
Timer (min)	0-240
Dane ogólne	
Wymiary wewnętrzne (mm)	530x480x480
Wymiary zewnętrzne (mm)	800x500x500
Masa (kg)	31,0
Stopień ochrony IP	IP54
Pojemność	122 litry

Dostępne zestawy

		Nr katalogowy
Zestaw: inkubator CLEAR C IC10-CE + wyrzaskarka orbitalna OL30-ME	W zestawie inkubator CLEAR C IC10-CE oraz wyrzaskarka orbitalna OL30-ME (bez akcesoriów)	10000-01088
Zestaw: inkubator CLEAR C IC10-CE + adapter	W zestawie inkubator CLEAR C IC10-CE oraz adapter do wyrzaskarek	10000-01067

Akcesoria

Zewnętrzny czujnik Pt100

Umożliwia kontrolę temperatury w pobliżu próbki

Podpora z 2 półkami

Półki wyjmowane, regulowane na wysokość

Nr katalogowy

20000-00034

20000-00171

