

Kline

Cyfrowa wytrząsarka orbitalno-wibracyjna



Cyfrowa wytrząsarka orbitalno-wibracyjna, sterowana mikroprocesorem.

- Wytrząsarka orbitalna z efektem wibracji dzięki małej orbicie.
- Odpowiednie do 2 płytek mikrotitracyjnych, Elisa itp.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Powierzchnia antypoślizgowa.
- Opakowanie: 42x32x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	K3E
Nr katalogowy	10000-01053
<i>Wytrząsanie</i>	
Maks. obciążenie (kg)	1
Moc (W)	12
Rodzaj ruchu: orbitalny (efekt wibracji)	
Amplituda (mm)	3
Zakres prędkości (obr./min)	200-1000
Rozdzielczość (obr./min)	20
Timer (min)	0-120
<i>Dane ogólne</i>	
Material płyty	Powierzchnia antypoślizgowa
Powierzchnia użytkowa (mm)	172x129
Wymiary (mm)	220x235x135
Masa (kg)	3
Stopień ochrony IP	IP54