

MicroHeat

Cyfrowa płyta grzewcza



Cyfrowa płyta grzewcza sterowana mikroprocesorem.

- Temperatura kontrolowana mikroprocesorem, za pomocą zintegrowanego czujnika Pt100.
- Algorytm logiki rozmytej „ARA V2” do wysokoprecyzyjnej kontroli temperatury, do stosowania z czujnikiem zewnętrznym, bez przekraczania temperatury zadanej (nawet przy 30° C)
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą temperaturę oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Wskaznik wysokiej temperatury płyty na wyświetlaczu, zapewniający ochronę przed poparzeniem.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Wymienna płyta, umożliwiającą wymianę w razie zużycia.
- Opakowanie: 36x26x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	MCH300E
Nr katalogowy	10000-00096
Grzanie	
Moc grzewcza (W)	500
Zakres temperatury (°C)	20-300
Rozdzielczość (°C)	0,5
Dokładność (°C)	+/- 1
Przyłącze zewn. czujnika temp.	Pt100
Timer (min)	0-120
Dane ogólne	
Material płyty	Aluminium polerowane
Średnica płyty (mm)	154
Wymiary (mm)	210x260x130
Masa (kg)	4
Stopień ochrony IP	IP52

Akcesoria	Nr katalogowy
Zewnętrzny czujnik Pt100 Umożliwia kontrolę temperatury wewnątrz preparatu	20000-00034
Pręt podporowy W zestawie 2 nakrętki motylkowe do mocowania. 450 mm	20000-00036
Zacisk mocujący do Pt100	20000-00073
Adapter Kjeldahla 250 cm³	20000-00032
Adapter Kjeldahla 500 cm³	20000-00033

