

Cyfrowe mieszadło magnetyczne serii MicroMix Ultra



Model MC50UE

Cechy Mieszadeł MicroMix Ultra:

- Sterowanie mikroprocesorowe
- Nadaje się do płynów o lepkości kinetycznej do 100 cSt
- Stała prędkość obrotów nawet podczas zmian warunków mieszania
- Gładki start mieszania bez względu na ustawioną prędkość obrotów
- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą wartość prędkości obrotów oraz czas (alarm dźwiękowy)
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania
- Bardzo ciche urządzenie podczas pracy ciągłej
- Powierzchnia mieszająca odporna na zarysowania.

Specyfikacja techniczna	
Model	MC50UE
Mieszanie	
Maksymalna objętość cieczy	50 litrów
Moc	50 W
Zakres prędkości obrotów	50 – 500 rpm
Rozdzielczość prędkości	5 rpm
Timer	0 – 120 min
Dane ogólne	
Materiał powierzchni roboczej	Stal nierdzewna AISI 304
Wymiary stanowiska roboczego	350 x 400 mm
Wymiary netto	410 x 570 x 140 mm
Waga	10 kg
Klasa ochrony	IP53

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia

Akcesoria:

