

MicroMix

Cyfrowe mieszadło magnetyczne bez grzania



Cyfrowe mieszadło magnetyczne bez grzania, sterowane mikroprocesorem.

- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratorium, dzięki solidnej konstrukcji oraz ergonomicznemu i nowoczesnemu wzornictwu.
- Regulacja prędkości mieszania, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od zmian warunków próbki.
- Płynny i progresywny start dla utrzymania sprzężenia magnetycznego, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (alarm dźwiękowy).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Opakowanie: 36x26x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	MC08E	MC20E
Nr katalogowy	10000-00094	10000-00095
Mieszanie magnetyczne		
Maks. objętość (L)	8	20
Moc (W)	12	30
Zakres prędkości (obr./min)	200-1500	
Rozdzielczość (obr./min)	20	
Timer (min)	0-120	
Maks. lepkość (cSt)	10	40
Dane ogólne		
Material płyty	Stal nierdzewna AISI 304	
Średnica płyty (mm)	150	
Wymiary (mm)	210x260x110	
Masa (kg)	3	3,2
Stopień ochrony IP	IP52	

Akcesoria	Nr katalogowy
Pręt podporowy W zestawie 2 nakrętki motylkowe do mocowania. 450 mm	20000-00036
Zestaw 18 mieszadełek magnetycznych	20000-00026
Mieszadło magnetyczne 8x30 mm (opak. 5 szt.) * inne wymiary na zapytanie	20000-00008

