


MiniHeat

Płyta grzewcza



Płyta grzewcza sterowana mikroprocesorem.

- Zredukowane wymiary.
- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratorium.
- Regulacja temperatury, sterowana mikroprocesorem.
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem wybranej temperatury.
- Wybór spośród 4 poziomów.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Płyta wykonana z aluminium polerowanego.
- Opakowanie: 36x26x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	MNH400E
Nr katalogowy	10000-01040
Grzanie	
Moc grzewcza (W)	250
Zakres temp. (°C)	100-400
Rozdzielczość (°C)	4 poziomy: 100-200-300-400
Dane ogólne	
Material płyty	Aluminium polerowane
Wymiary płyty (mm)	100x100
Wymiary (mm)	115x215x90
Masa (kg)	1,0
Stopień ochrony IP	IP32