

MiniMagMix

Mieszadło magnetyczne z grzaniem



Mieszadło magnetyczne z grzaniem, sterowane mikroprocesorem.

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem o zredukowanych wymiarach.
- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratorium.
- Prędkość i temperatura kontrolowane mikroprocesorem.
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem wybranej prędkości i temperatury.
- Wybór spośród 4 poziomów dla każdego parametru.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Płyta wykonana z aluminium polerowanego.
- Opakowanie: 36x26x18

Specyfikacja techniczna:

Model	MNG02E
Nr katalogowy	10000-01033
<i>Mieszanie magnetyczne</i>	
Maks. objętość (L)	2
Moc (W)	2,8
Zakres prędkości (obr./min)	300-1250
Rozdzielczość (obr./min)	4 poziomy: 300-600-900-1250
<i>Grzanie</i>	
Moc grzewcza (W)	250
Zakres temperatury (°C)	100-400
Rozdzielczość (°C)	4 poziomy: 100-200-300-400
<i>Dane ogólne</i>	
Material płyty	Aluminium polerowane
Średnica płyty (mm)	100x100
Wymiary (mm)	115x215x90
Masa (kg)	1,3
Stopień ochrony IP	IP32

Akcesoria	Nr kąt.
Zestaw 18 mieszadełek magnetycznych	20000-00026
Mieszadełko magnetyczne 8x30 mm* (opak. 5 szt.) * inne wymiary na zapytanie	20000-00008

