

MiniMix

Mieszadło magnetyczne bez grzania



Mieszadło magnetyczne bez grzania, sterowane mikroprocesorem.

- Mieszadło o zredukowanych wymiarach.
- Odpowiednie do każdego rodzaju laboratorium.
- Regulacja prędkości mieszania, sterowana mikroprocesorem.
- Wyświetlacz LED ze wskazaniem wybranej prędkości w 4 poziomach
- Opakowanie: 36x26x18 cm
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Odporna na zarysowania powierzchnia mieszania.

Specyfikacja techniczna:

odel	MN02E
Numer katalogowy	10000-01036
Mieszanie magnetyczne	
Maks. objętość (L)	2
Moc (W)	2,8
Zakres prędkości (obr./min)	300-1250
Rozdzielczość (obr./min)	4 poziomy: 300-600-900-1250
Dane ogólne	
Material płyty	Stop aluminium
Średnica płyty (mm)	110
Wymiary (mm)	115x200x50
Masa (kg)	0,6
Stopień ochrony IP	IP43

Akcesoria	Nr katalogowy
Zestaw 18 mieszadełek magnetycznych	20000-00026
Mieszadefko magnetyczne 8x30 mm * (opak. 5 szt.) *inne wymiary na zapytanie	20000-00008

