

MultiHeat D

Cyfrowa płyta grzewcza wielostanowiskowa



Cyfrowa płyta grzewcza wielostanowiskowa, sterowana mikroprocesorem.



- Moduł składający się z 5 lub 9 stanowisk grzewczych na jednej platformie, z jednym przyłączem elektrycznym. Każde stanowisko pracuje niezależnie.
- Regulacja temperatury, sterowana mikroprocesorem.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą temperaturę.
- Przyjazny interfejs do regulacji temperatury na każdym stanowisku.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Wybrane parametry są zapamiętywane nawet po wyłączeniu urządzenia.
- Płyty grzewcze z aluminium polerowanego.
- Opakowanie: 56x48x21 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	MH50E	MH90E
Nr katalogowy	10000-01043	10000-01044
Liczba stanowisk	5	9
Grzanie		
Moc grzewcza (W) (na stanowisko)	250	
Zakres temp. (°C)	30-400	
Rozdzielczość (°C)	10	
Dane ogólne		
Materiał płyty	Aluminium polerowane	
Średnica płyty (mm) (na stanowisko)	100x100	
Wymiary (mm)	360x445x90	
Masa (kg)	4,4	5,8
Stopień ochrony IP	IP53	