

Mieszadła magnetyczne 3, 5 i 9 pozycyjne serii MultiMix D



Model MM30E

Cechy Mieszadeł MultiMix D model MM30E:

- Sterowanie mikroprocesorowe
- 3 niezależne stanowiska mieszania
- Nadaje się do płynów o lepkości kinetycznej do 40 cSt
- Stała prędkość obrotów nawet podczas zmian warunków mieszania
- Gładki start mieszania bez względu na ustawioną prędkość obrotów
- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą wartość prędkości obrotów oraz czas (alarm dźwiękowy)
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania

Cechy Mieszadeł MultiMix D model MM50E, MM90E:

- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną prędkość
- Sterowanie mikroprocesorowe
- 5 lub 9 niezależnych stanowisk mieszania
- Gładki start mieszania bez względu na ustawioną prędkość obrotów.
- Przyjazny interfejs użytkownika, możliwość dostosowania prędkości na każdej pozycji.
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania



Model MM50E



Model MM90E

Specyfikacja techniczna			
Model	MM30E	MM50E	MM90E
Liczba stanowisk	3	5	9
Mieszanie			
Maksymalna objętość cieczy	8 litrów na jednym stanowisku	2 litry na jednym stanowisku	
Zakres prędkości obrotów	200 - 1500 rpm	200 - 1200 rpm	
Rozdzielczość prędkości	20 rpm	100 rpm	
Timer	0 – 120 min	–	
Sterowanie	Cyfrowy wyświetlacz LCD i klawiatura membranowa		
Dane ogólne			
Materiał płyty roboczej	Odporna na zarysowania stal nierdzewna AISI 304		
Średnica stanowiska roboczego	170 mm		110 mm
Wymiary netto	525 x 205 x 70 mm	365 x 445 x 60 mm	
Wymiary brutto	630 x 320 x 220 cm	560 x 480 x 210 cm	
Waga	6 kg	3,5 kg	3,8 kg
Klasa ochrony	IP43	IP53	
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	pręt mocujący z łapą uniwersalną dla modelu MM30E, mieszadła magnetyczne		

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia

Akcesoria:

