

Orbital Midi

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna



Cyfrowa wytrząsarka orbitalna sterowana mikroprocesorem.

- Wytrząsarka orbitalna, odpowiednia do pojemników średniej wielkości, kolb Erlenmeyera, naczyń itp.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Powierzchnia antypoślizgowa, opcjonalnie.
- Cicha praca. Odpowiednia do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 69x53x29 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	OM10E
Nr katalogowy	10000-01024
Wytrząsanie	
Maks. obciążenie (kg)	10
Moc (W)	50
Rodzaj ruchu	Orbitalna
Amplituda (mm)	10
Zakres prędkości (obr./min)	50-400
Rozdzielczość (obr./min)	5
Timer (min)	0-120
Dane ogólne	
Materiał płyty	Powierzchnia antypoślizgowa, opcjonalnie
Powierzchnia użytkowa (mm)	350x400
Wymiary (mm)	410x570x140
Masa (kg)	12,0
Stopień ochrony IP	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma uniwersalna 350 x 400 mm Do mocowania kolb, naczyń do wytrącania, butelek, stojaków na próbki itp.	20000-00041
Podwójna platforma uniwersalna 350 x 400 mm Jak poprzedni, ale z 2 półkami i 10 rolkami	20000-00131
Platforma antypoślizgowa 350 x 400 mm Odpowiednia do szalek Petriego, naczyń itp.	20000-00084
Podwójna platforma antypoślizgowa 350x400 mm Jak poprzedni, ale z 2 półkami	20000-00157
Platforma do mocowania zacisków na kolby Erlenmeyera	20000-00040
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 50 ml (do 30 szt.)	20000-00246
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 100 ml (do 20 szt.)	20000-00247
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 250 ml (do 10 szt.)	20000-00248
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 500 ml (do 8 szt.)	20000-00249
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 1000 ml (do 5 szt.)	20000-00299
Zacisk na kolbę Erlenmeyera 2000 ml (do 4 szt.)	20000-00209
Platforma do rozdzielaczy 20000-00044 Na 5 rozdzielaczy 250 cm ³ , 5 rozdzielaczy 500 cm ³ lub 3 rozdzielacze 1000 cm ³	

