

Orbital Mini

Cyfrowa wytrząsarka orbitalna



Cyfrowa wytrząsarka orbitalna, sterowana mikroprocesorem.

- Wytrząsarka orbitalna, odpowiednia do średnich lub małych pojemników.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy wyświetlacz LCD podświetlany, wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie przyciskami membranowymi.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Powierzchnia antypoślizgowa.
- Cicha praca, odpowiednia do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 34x49x21 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	OS10EZ	OS10EA
Nr katalogowy	10000-01010Z	10000-01010A
Wytrząsanie		
Maks. obciążenie (kg)	5	5
Moc (W)	50	50
Rodzaj ruchu	Orbitalna	Orbitalna
Amplituda (mm)	10	10
Zakres prędkości (obr./min)	50-500	25-250
Rozdzielczość (obr./min)	5	5
Timer (min)	0-120	0-120
Dane ogólne		
Material płyty	Powierzchnia antypoślizgowa	
Powierzchnia użytkowa (mm)	174x256	174x256
Wymiary (mm)	220x370x135	220x370x135
Masa (kg)	5,5	5,5
Stopień ochrony IP	IP54	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma uniwersalna mini 180x262 mm z 4 rolkami Do wytrząsań pojemników, kolb Erlenmeyera, kolb, stojaków na próbki itp	20000-00055
Zestaw 2 sprężyn mocujących Do mocowania różnych naczyń	20000-00043

