

Ovenvan F

Piec z wymuszonym obiegiem powietrza

Cyfrowy piec laboratoryjny sterowany mikroprocesorem.



- Sterownik elektroniczny w dolnej części, zapobiegający przegrzaniu.
- Wymuszony obieg powietrza zwiększający jednorodność temperatury i szybkość nagrzewania.
- Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej 304.
- Półki wyjmowane
- Obudowa zewnętrzna malowana farbą epoksydową

Specyfikacja:

Model	Ovenvan F 20	Ovenvan F 60	Ovenvan F 120	Ovenvan F 220	Ovenvan F420
Numer kat.	59000-00500	59000-00501	59000-00502	59000-00503	59000-00504
Termostatyizacja					
Obj. (l)	20	60	120	220	420
Zakres temp. (°C)	T. otocz. +10 - 300				
Stabilność temp. (± °C)	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3
Homogeniczność temp. przy 300°C					
Napięcie (V)	230	230	230	230	400
Moc (W)	1000	2000	2200	4000	6200
Dane ogólne					
Material komory wewn.	stal nierdz. 304				
Liczba półek	2	3	3	3	3
Maks. liczba półek	5	7	7	7	7
Maks. obciążenie półki (kg)	10	10	15	15	15
Wymiary użytkowe (mm) (szer. x gł. x wys.)	240x280x340	380x380x420	550x400x580	730x500x620	1000x500x860
Wymiary zewnętrzne (mm) (szer. x gł. x wys.)	460x680x640	600x760x200	750x780x880	930x980x920	1200x930x120
Masa netto (kg)	34	50	70	102	155

Akcesoria	
59000-01500	Brzęczyk
59000-01501	Timer
59000-01502	OTP - zabezpieczenie przed przegrzaniem
59000-01504	Kontroler programowalny
59000-01505	Interfejs RS 232 lub 485
59000-01506	Połączenie z PC i oprogramowanie
59000-01507	Metalowa skrzynka do obróbki próbek
59000-01508	Wlot gazu - skrzynka.