

Oven van N

Piece z naturalnym obiegiem powietrza



**Cyfrowy piec laboratoryjny,
sterowany mikroprocesorem**

- Sterownik elektroniczny w dolnej części, zapobiegający przegrzaniu.
- Wymuszony obieg powietrza zwiększający jednorodność temperatury i szybkość nagrzewania.
- Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej 304.
- Półki wyjmowane
- Obudowa zewnętrzna malowana farba epoksydową

Specyfikacja:

Model	Ovenvan N 24	Ovenvan N 67
Nr. katalogowy	59000-00600	59000-00601
<i>Termostatyizacja</i>		
Obj. (l)	24	67
Zakres temp. (°C)	T otocz. +10 - 200	T otocz. +10 - 350
Stabilność temp. (± °C)	±1	±1
Homogeniczność temp. przy 300°	± 5	± 14
Napięcie (V)	230	230
Moc (W)	1000	2000
<i>Dane ogólne</i>		
Materiał komory wewn.	Stal	
Liczba półek	2	3
Maks. liczba półek	2	7
Maks. obciążenie półki (kg)	10	10
Wymiary użytkowe (mm) (szer. x gł. x wys.)	300x380x200	390x445x390
Wymiary zewnętrzne (mm) (szer. x gł. x wys.)	400x515x410	675x625x600
Masa netto (kg)	24	37

Akcesoria	
59000-01500	Brzeczzyk
59000-01501	Timer
59000-01502	OTP - zabezpieczenie przed przegrzaniem
59000-01504	Kontroler programowalny
59000-01505	Interfejs RS 232 lub 485
59000-01506	Oprogramowanie do połączenia z PC
59000-01507	Metalowa skrzynka na próbki
59000-01508	Skrzynka wlotu gazu.