


RollerMix D

Cyfrowe mieszadło rotacyjno-oscylacyjne z rolkami



Cyfrowy mieszalnik obrotowo-hustawkowy (rolkowy), sterowany mikroprocesorem.

- Mieszadło o jednoczesnym ruchu rotacyjnym.
- Do próbek, butelek i zamkniętych pojemników.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Cztery rolki mieszające tworzące 2/3 dostępnych przewodnic.
- Cyfrowy wyświetlacz LCD podświetlany, wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie przyciskami membranowymi.
- Synchronizacja zębata bez zużycia.

Specyfikacja techniczna:

Nr katalogowy	30000-00082
Mieszanie	
Moc (W)	4
Ruch	Rotacja
Liczba prętów	4 (2/3 prowadnice - rzędy)
Zakres prędkości (obr./min)	5-40
Rozdzielczość (obr./min)	1
Timer (min)	0-120
Dane ogólne	
Długość użytkowa (mm)	800
Wymiary (mm)	1.000x400x110
Masa	14
Stopień ochrony IP	IP54