

# RollerMix D

## Cyfrowe mieszadło rotacyjno-oscylacyjne z rolkami



Cyfrowe mieszadło rotacyjno-oscylacyjne z rolkami, sterowane mikroprocesorem.

- Mieszadło o jednoczesnym podwójnym ruchu rotacyjno-oscylacyjnym.
- Do próbek, butelek i zamkniętych pojemników.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Piec rolek mieszających tworzących cztery dostępne prowadnice.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer z alarmem dźwiękowym.
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Synchronizacja zębata bez zużycia.
- Silnik bezszczotkowy z systemem odblokowania przez sprzęgło.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia.
- Cicha praca, odpowiednia do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 70x31x22 cm

## Specyfikacja techniczna:

| Model                       | RM120-DE             |
|-----------------------------|----------------------|
| Nr katalogowy               | 10000-01071          |
| Mieszanie                   |                      |
| Maks. obciążenie (kg)       | 1,5                  |
| Moc (W)                     | 4                    |
| Rodzaj ruchu                | Rotacja - oscylacja* |
| Liczba rolek                | 5                    |
| Kąt nachylenia *            | +/-4°                |
| Zakres prędkości (obr./min) | 30-150               |
| Rozdzielczość (obr./min)    | 5                    |
| Timer (min)                 | 0-120                |
| Dane ogólne                 |                      |
| Długość rolek (mm)          | 320                  |
| Wymiary (mm)                | 550x190x80           |
| Masa (kg)                   | 3,5                  |
| Stopień ochrony IP          | IP54                 |

\*można zamówić bez ruchu oscylacyjnego