

RollerMix

Mieszadło rotacyjno-oscylacyjne z rolkami



Mieszadło rotacyjno-oscylacyjne z rolkami.

- Mieszadło o jednoczesnym podwójnym ruchu rotacyjno-oscylacyjnym.
- Do próbek, butelek i zamkniętych pojemników.
- Stała prędkość obrotowa.
- Piec rolek mieszających tworzących cztery dostępne prowadnice.
- Synchronizacja zębata bez zużycia.
- Silnik bezszczotkowy z systemem odblokowania przez sprzęgło.
- Cicha praca, odpowiednia do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 58x32x22 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	RM20E
Nr katalogowy	10000-01009
Mieszanie	
Maks. obciążenie (kg)	2
Moc (W)	4
Rodzaj ruchu	Rotacja - oscylacja*
Liczba rolek	5
Kąt nachylenia *	+/-4°
Zakres prędkości (obr./min)	20 (stała)
Dane ogólne	
Długość rolek (mm)	320
Wymiary (mm)	450x190x80
Masa (kg)	3,0
Stopień ochrony IP	IP54

*można zamówić bez ruchu oscylacyjnego