

Rotator HD

Cyfrowe mieszadło rotacyjne



Z bębniem na 4 butelki

Cyfrowe mieszadło rotacyjne, sterowane mikroprocesorem.



Z osią obrotową do mocowania zacisków

- Cyfrowe mieszadło rotacyjne łatwo adaptowalne do różnych zastosowań.
- Kilka wymiennych podpór do wytrząsania butelek (0,5 do 2 l), rozdzielaczy, próbek itp.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Cicha praca, odpowiedni do pracy ciągłej.

Specyfikacja techniczna:

Model	R1-HDE	R2-HDE	R4-HDE	R6-HDE	R8-HDE	R10-HDE	R12-HDE	RT-HDE	RED-HDE	R-HDE
Nr katalogowy	10000-01075	10000-01076	10000-01077	10000-01078	10000-01079	10000-01080	10000-01081	10000-01082	10000-01083	10000-01063

Mieszanie

Moc (W)	80
Ruch	Rotacja
Zakres prędk. (obr./min)	*5-40
Rozdz. (obr./min)	2
Timer (min)	0-120

Dane ogólne

Akcesoria w zestawie	Bęben na 1 butelkę	Bęben na 2 butelki	Bęben na 4 butelki	Bęben na 6 butelek	Bęben na 8 butelek	Bęben na 10 butelek	Bęben na 12 butelek	Oś obrotowa do mocowania zacisków	Bęben na 3 rozdzielacze	-
Wymiary (mm)	60x25x40	60x25x35	60x30x35	73x30x35	80x30x35	92x30x35	10,5x30x35	73x30x35	60x25x40	
Masa (kg)	8,0 (bez akcesoriów)									
Stopień ochrony IP	IP54									

Akcesoria	Nr katalogowy
Bębny:	
na 1 butelkę, do mieszania ciał stałych i cieczy	20000-00030
na 2 butelki od 1 do 2 l	20000-00153
na 4 butelki od 1 do 2 l	20000-00080
na 6 butelek od 1 do 2 l	20000-00143
na 8 butelek od 1 do 2 l	20000-00144
na 10 butelek od 1 do 2 l	20000-00145
na 12 butelek od 1 do 2 l	20000-00146
na 3 rozdzielacze	20000-00087
Pręt do bębna, na butelki 0,5 l	20000-00184
Os obrotowa do mocowania zacisków na różne rodzaje próbek	20000-00058
Płyta z 16 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 6/7	20000-00121
Płyta z 14 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 8/9	20000-00122
Płyta z 13 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 10/11	20000-00123
Płyta z 12 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 12/13	20000-00124
Płyta z 11 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 14/15	20000-00125
Płyta z 11 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 16/17	20000-00126
Płyta z 10 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 18/19	20000-00127
Płyta z 9 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 20/22	20000-00128
Płyta z 9 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 22/24	20000-00129
Płyta z 7 zaciskami standardowymi na $\varnothing$ 27/30	20000-00130



* inne akcesoria specjalne na zapytanie