

Suszarka do preparatów

Digital



Suszarki do preparatów stosowane przy przygotowywaniu preparatów mikroskopowych. Pojemność do 52 szkiełek; szkiełka można układać w różnych orientacjach - pionowo lub pochylone.

Model	SD52-D
Nr katalogowy	30000-00260
Grzanie	
Wyświetlacz	Digital
Sterowanie	Mikroprocesor
Liczba szkiełek (pionowo/pochylone)	24/52
Moc grzewcza (W)	150
Zakres temp. (°C)	T otocz. +5 - 90
Rozdzielczość (°C)	0,5°C
Dane ogólne	
Powierzchnia użytkowa (cm)	38 x 18
Zasilanie	230V 50Hz*
Masa (kg)	2,3

Akcesoria do suszarki preparatów	Nr katalogowy
Pręt	20000-0290

Suszarki do preparatów