

Swing 3D

Cyfrowe mieszadło kołyszące 3D



Cyfrowa wytrząsarka kołysząca 3D, sterowana mikroprocesorem.

- Ruch kołyszący we wszystkich płaszczyznach, efekt 3D.
- Regulacja prędkości, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i progresywny start i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed zdarzenia. Na wyświetlaczu pojawia się znak zdarzenia.
- Powierzchnia antypoślizgowa.
- Cicha praca. Odpowiednia do pracy ciągłej.
- Opakowanie: 52x46x25 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	SW8-3DE
Nr katalogowy	10000-01028
Wytrząsanie	
Maks. obciążenie (kg)	5
Moc (W)	50
Rodzaj ruchu	Kołyszący 3D
Kąt nachylenia	+/-8° we wszystkich płaszczyznach (3D)
Zakres prędkości (osc./min)	5-50
Rozdzielczość (osc./min)	1
Timer (min)	0-120
Dane ogólne	
Material płyty	Powierzchnia antypoślizgowa
Powierzchnia użytkowa (mm)	290x260
Wymiary (mm)	340x400x125
Masa (kg)	4
Stopień ochrony IP	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Mata z 12 kanałami 260 x 290 mm Do próbek o różnych średnicach	20000-00056