

Myjka ultradźwiękowa

Myjki ultradźwiękowe



Seria przemysłowa



Cyfrowa myjka laboratoryjna

- Termostatyczne myjki ultradźwiękowe.
- Wanna ze stali nierdzewnej
- Sterowanie mikroprocesorowe.
- Zintegrowany wyświetlacz LCD
- Zawór spustowy i uchwyty do przenoszenia.

Specyfikacja:

Nr katalogowy	40000-00300	40000-00301	40000-00302	40000-00303	40000-00304	40000-00305	40000-00306	40000-00307
Termostatyzacja								
Maks. obj. (L)**	2	3	6	10	20	30	40	50
Zakres temp. (°C)	T otocz. - 80							
Częst. kHz	40							
Dokładność (°C)	0,1							
Moc ultradźwięków (W)	50	100	200	300	500	600	600	800
Moc grzewcza (W)	100	100	150	200	300	750	750	1000
Dane ogólne								
Materiał komory wewnętrznej	SS AISI 304							
Wymiary użytkowe (mm)	150 x 135 x 100	240 x 130 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150	495 x 295 x 150	495 x 295 x 200	500 x 350 x 250	600 x 300 x 300
Masa (kg)	2,3	3,7	5,7	9	14	16	40	43