

VibraMix

Mieszadło vortexowe



Wytrząsarka vortexowa.

- Uniwersalne mieszadło o ruchu orbitalnym z efektem wibracji dzięki małej orbicie.
- Odpowiednie do probówek, naczyń itp.
- Płynna regulacja prędkości zewnętrznym potencjometrem, sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Dwa tryby pracy:
 - ciągły
 - uruchamianie dotykem
- Szeroka głowica umożliwiająca wytrząsanie probówek o $\varnothing$ od 6 do 30 mm.
- Różnorodne akcesoria do różnych zastosowań.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu.
- Dzięki wytrzymałości i niezawodności nie wymaga przyssawek.
- Opakowanie: 20x26x18 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	VM3E
Nr katalogowy	10000-01006
<i>Wytrząsanie</i>	
Moc (W)	12
Rodzaj ruchu	Orbitalny
Amplituda (mm)	3
Zakres prędkości (obr./min)	0-2600
<i>Dane ogólne</i>	
Wymiary (mm)	125x170x110
Masa (kg)	4
Stopień ochrony IP	IP54

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma Ø 90 mm Do wytrząsania naczyń lub kilku probówek jednocześnie	20000-00042
Głowica Ø 60 mm Na 10 probówek Eppendorfa Ø 10 x 50 mm	20000-00083
Trzpień do probówek * długość 60 mm	20000-00086
Pręt podporowy * Zawiera 2 nakrętki motylkowe do mocowania. Długość 450 mm.	20000-00036

* Wraz z dwiema poprzednimi pozycjami umożliwia montaż zestawów do pracy ciągłej

