

Vibrax

Cyfrowa wytrząsarka orbitalno-wibracyjna



Cyfrowa wytrząsarka orbitalno-wibracyjna, sterowana

- Wytrząsarka orbitalna z efektem wibracji dzięki małej orbicie.
- Odpowiednia dla 4 lub 6 płytek mikrotitracyjnych (zależnie od modelu), stojaków na probówki lub innych pojemników.
- Regulacja prędkości sterowana mikroprocesorem.
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia.
- Płynny i stopniowy rozruch i zatrzymanie, niezależnie od wybranej prędkości.
- Podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i aktualną prędkość oraz timer (z alarmem dźwiękowym).
- Sterowanie klawiaturą membranową.
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu, z zachowaniem parametrów sprzed incydentu.
- Antypoślizgowa powierzchnia.
- Opakowanie: (4p) 34x49x21 cm i (6p) 47x37x32 cm

Specyfikacja techniczna:

Model	VX43E	VX63E
Nr katalogowy	10000-01030	10000-01059
Mieszanie	4p	6p
Maks. obciążenie (kg)	5	
Moc (W)	12	
Rodzaj ruchu	Orbitalny (efekt wibracji)	
Amplituda (mm)	3	
Zakres prędkości (obr./min)	200-1000	
Rozdzielczość (obr./min)	20	
Timer (min)	0-120	
Dane ogólne		
Material płyty	Powierzchnia antypoślizgowa	
Powierzchnia użytkowa (mm)	174x256	256x258
Wymiary (mm)	220x370x135	256x370x135
Masa (kg)	5	5,2
Stopień ochrony IP	IP54	

Akcesoria	Nr katalogowy
Platforma uniwersalna mini 180x262 mm z 4 rolkami Do wytrząsania naczyń, kolb stożkowych, butelek, stojaków na próbki itp. Dla modelu V	20000-00055
Zestaw 2 sprężyn mocujących Do mocowania różnych naczyń	20000-00043

